

Лампа солюкс LUMINA V5.0

Лампа Lumina V 5.0 - це сучасна лампа для опромінення інфрачервоним світлом типу **солюкс**



Лампа солюкс LUMINA V5.0

Лампа Lumina для опромінення інфрачервоним світлом типу солюкс



Нова, функціональна та приваблива форма терапевтичної лампи, вже відома нашим клієнтам, яка використовується для нагрівання з використанням теплової енергії, що випромінюється радіатором. Лампа солюкс світиться інфрачервоними променями в діапазоні IR-A та IR-B. Бажане випромінювання можна отримати за допомогою відповідного фільтра. Сонячна лампа використовується як у класичній, так і в спеціалізованій фізіотерапії, наприклад, у спорті. Світлотерапевтична лампа також добре працює в салонах краси.



ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ (стандарт)

- штатив з основою, оснащеною колесами
- основа-столик

• ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Завдяки вбудованому контролеру в корпусі налаштування лампи легко доступні.

• ПРОСТОТА КОРИСТУВАННЯ

Фільтри можна міняти практично одним рухом.

вулиця Навроцького, 10, Львів, 79000
тел. [+380952735512](tel:+380952735512)
medtechnology@i.ua
<https://lp.medtechnology.com.ua/>



Крім того, кожен з них захищений від незначних пошкоджень металевої сітки.

ПОВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Завдяки додатковим бічним ручкам і спеціальним петлям, світло лампи можна розташувати в будь-якому напрямку.

МОБІЛЬНІСТЬ

Лампа встановлюється на спеціально підготовлену мобільну підставку.

Для полегшення роботи фізіотерапевтів колеса оснащені гальмівними замками.

ЦІНА ЛАМПИ СОЛЮКС

Приваблива ціна лампи солюкс дозволяє купувати це обладнання навіть для невеликих кабінетів фізіотерапії.

ЕРГОНОМІКА

- регульована яскравість
- відображення яскравості та часу
- легке застосування фільтрів (червоного або синього)
- спрощена робота контролера

ВИПРОМІНЮВАННЯ

- інфрачервоне
- допомагає зменшити м'язову напругу
- розширює судини, покращує кровообіг
- збільшує больовий поріг
- відповідає за посилення обміну речовин

КОНСТРУКЦІЯ

- стійка металева конструкція
- має базу, оснащену колесами з гальмами
- мікропроцесорний контроль роботи лампи
- примусове охолодження трубки
- має сітку, що захищає фільтр
- має основу для столу

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметри фізіотерапії

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ● інтенсивність лампи | 10-99% |
| ● макс. потужність лампи | 375 Вт |
| ● споживання енергії | макс. 450 Вт |
| ● лікувальний годинник | 1 - 30 хв. |

Загальні параметри

- | | |
|---|--------------------------------|
| ● висота пристрою на штативі хв. | мін. 1,2 м, макс 1,9 м |
| ● розміри основи штатива Ш x Г. | макс. 0,5 x 0,6 м |
| ● розміри основи столу (без лампи)) Ш x Г x В | 30,0 x 31,5 x 6,0 см |
| ● розміри основи столу з лампою Ш x Г x В | 30,0 x 39,0 x 41,0 см |
| ● маса штативу з лампою | 13,7 кг (з лампою та фільтром) |
| ● маса основи столу з лампою | 5,5 кг (з лампою та фільтром) |
| ● живлення | 230 В, 50/60 Гц |

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

- мережевий кабель 1 шт.
- радіатор 375 Вт 1 шт.
- червоний фільтр 1 шт.
- синій фільтр 1 шт.
- захисні окуляри для пацієнта, 1 шт.
- захисні окуляри для терапевта, 1 шт.
- шестигранний ключ 1 шт.
- запасні запобіжники ТЗ, 15 L 250 В; 3,15 А, 250 В 2 шт.
- інструкція користувача 1 шт.
- протокол після перевірки з випробувань безпеки 1 шт.
- технічний паспорт 1 шт.
- настільний штатив 1 шт.

вулиця Навроцького, 10, Львів, 79000
тел. [+380952735512](tel:+380952735512)
medtechnology@i.ua
<https://lp.medtechnology.com.ua/>



Захисні окуляри для терапевта



Захисні окуляри для пацієнта



Червоний фільтр для лампи
солюкс



Синій фільтр для лампи солюкс

**Більше інформації про фототерапію можна
знайти на веб-сайті або запитати на пошту:**

- lp.medtechnology.com.ua
- medtechnology@i.ua

**Детальну інформацію про світильник
Lumina можна знайти на веб-сайті продавця:**

lp.medtechnology.com.ua/