

PhysioMG 827

апарат для терапії

НИЗЬКОЧАСТОТНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ

VER. 1.0



ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ

- 7" кольоровий дисплей із сенсорною панеллю
- два незалежних канали лікування
- ручний режим
- сутності захворювання, вибрані за назвою або полем
- база вбудованих лікувальних програм
- база даних програм користувача
- база даних послідовностей користувачів
- улюблені програми
- можливість редагувати назви програм і послідовності користувачів
- енциклопедія з описом методики лікування
- статистика проведених процедур
- регулювання гучності біпера



МАГНІТОТЕРАПІЯ

- безперервне та імпульсне випромінювання
- форма поля: прямокутне двополовинне, трикутне двополовинне, синусоїдальне двополовинне, імпульсне двополовинне, прямокутне половинне, трикутне половинне, синусоїдальне половинне, імпульсне половинне
- опціональна робота з одним або двома плоскими аплікаторами СРЕР
- зручне кріплення аплікаторів за допомогою ременів і липучок
- лікування в подвійному режимі
- візуальний індикатор наявності поля у вигляді освітлювача
- індикатор активності сенсорного поля у вигляді магнітних смуг
- встановлення діапазону частот магнітного поля з точністю до 0,01 Гц за допомогою екранної клавіатури
- налаштування часу лікування з точністю до 1 с за допомогою екранної клавіатури

ПРОГРАМИ

- вбудовані лікувальні програми, в тому числі: 263
 - Програми CS75 50
 - Програми CS60 50
 - Програми CS35 28
 - Програми CP 46
 - Програми СРЕР 45
 - Подвійні програми 44
 - програми для користувача 50
 - улюблені програми

ПОСЛІДОВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ

- послідовності, які потрібно встановити для користувача 10



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметри магнітотерапії

- робоча частота 2 – 140 Гц

• максимальна номінальна індукція в геометричному центрі аплікатора:

Аплікатор CS75 3 мТ(мілітесла)

Аплікатор CS60 4 мТ

Аплікатор CS35 мТ

Аплікатор CP 3 мТ

Аплікатор СРЕР 25 мТ

• максимальна номінальна індукція на стінці аплікатора:

Аплікатор CS75 4,5 мТ(мілітесла)

Аплікатор CS60 6 мТ

Аплікатор CS35 12 мТ

Аплікатор CP 12,5 мТ

Аплікатор СРЕР 50 мТ

• максимальне значення зміни індукції:

Аплікатор CS75 9 мТ(мілітесла)

Аплікатор CS60 12 мТ

Аплікатор CS35 24 мТ

Аплікатор CP 25 мТ

Аплікатор СРЕР 100 мТ

- параметри переривчастого режиму імпульс 1 с / пауза 0,5 - 8 с
- частотний спектр 0 – 50 Гц
- таймер лікування 30 с - 60 хв

Загальні параметри

- розмір камери 34 x 28 x 11 см
- вага камери 7 кг
- джерело живлення, споживана потужність 230 В, 50/60 Гц, 350



СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

- мережевий кабель 1
- захисні окуляри для пацієнта 1
- постійний магніт 1
- екранний стилус 1
- тканина LCD 1

- запасні запобіжники 2
- інструкція із застосування 1
- протокол після перевірки випробувань безпеки 1
- технічний паспорт 1
- гарантійний талон 1

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- шпульковий аплікатор CS75
- шпульковий аплікатор CS60
- шпульковий аплікатор CS35
- плоский аплікатор CP з підставкою
- плоский аплікатор CPEP
- кушетка з магнітним полем типу LE_CS
- стіл для аплікатора магнітного поля ST_CS типу CS35

